



Reagenti Chemkey za mangan v visokem merilnem območju (25 v škatli)

Številka izdelka: 3007000

EUR Cena: Kontakt

Datum pošiljanja ni prikazan

Vložek Chemkey za mangan v visokem merilnem območju za Prenosni vzporedni analizator SL1000

Za določanje vsebnosti mangana po metodi Hach 10319

Prepričajte se, da je SL1000 posodobljen z različico programske opreme V3.0.12.1489 za uporabo tega reagenta Chemkey.

Manj odstopanj

Zaradi avtomatizacije in notranjega nadzora temperature je celoten postopek dosleden in ponovljiv, pri tem pa se uporabljajo enaki postopki kot po trenutnih metodah družbe Hach. Ne uporabljajte ročnih postopkov, saj lahko pride do odstopanj tudi pri izkušenih izvajalcih testov.

Manj delovnih korakov

Vložek Chemkey vsebuje vse kemikalije in postopke. Ne potrebujete nobenih blazinic ali steklenih vial.

Specifikacije

Inštrument:	SL1000
Merilno območje:	0,10 - 25,0 mg/L Mn
Parameter:	Totalna
Prostornina / velikost paketa:	pk/25
Število testov:	25